



試験成績書

成績書番号 NS042936-01Z-001 号

2020年10月7日

株式会社コンビボックス
クリクラノースランド事業部 福島天栄工場 様事業者名 ユーロフィン日本総研株式会社
福島分析センター
住 所 〒960-1108 福島県福島市成川字上谷地1-1
TEL (024) 545-3032(代) FAX (024) 545-3033

発行権限者 放射能分析グループ スーパーバイザー 齋藤 利裕



| | | | |
|---------|---|---------------|---------------------------------|
| ※ 依頼者名 | 株式会社コンビボックス クリクラノースランド事業部 福島天栄工場 | | |
| ※ 依頼者住所 | 福島県岩瀬郡天栄村飯豊大山10-262株式会社コンビボックス クリクラノースランド事業部 福島天栄工場 | | |
| ※ 試料名 | クリクラ製品水 | ※ 媒体 | 牛乳・飲料水 |
| ※ 採取場所 | 福島県岩瀬郡天栄村飯豊大山10-262 | ※ 採取方法 | - |
| ※ 採取者名 | 小林 拓也 | ※ 採取状況 | 天候前日 晴 当日 曇 |
| ※ 採取日時 | 2020年10月5日11時18分～2020年10月5日11時18分 | | |
| 受付年月日 | 2020年10月7日 | ※ 試料受付方法 | 持ち込み |
| 測定日時 | 2020年10月7日10時50分 | ※ 減衰補正 | なし |
| 測定内容 | ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリー | ※ 装置形式 | セイコーEG&G社製 ゲルマニウム半導体検出器GEM35-70 |
| 測定条件 | 容器: 2Lマリネリ容器 充填の高さ: - | ※ 試料量: 1.94kg | 測定時間: 3000秒 |
| 分析期間 | 2020年10月7日～2020年10月7日 | | |
| 業務件名 | - | | |
| 測定方法 | 平成24年3月 厚生労働省「食品中の放射性物質の試験法について」別添 食品中の放射性セシウム検査法 平成14年3月 厚生労働省「緊急時における食品の放射能測定方法マニュアル」第2章 2 | | |
| ※ 特記事項 | | | |

※ 依頼者のお申し出により記入致しました。 ※ 追加の情報、方法への追加又は方法からの逸脱若しくは除外がある場合はこの欄に記載する

御依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記のとおり証明します。

| 測定項目 | エネルギー keV | 半減期 | 試験の結果 Bq/kg | 検出下限値 Bq/kg |
|------------------|--------------|-------|----------------|----------------|
| 放射性ヨウ素 (I-131) | 364.48 | 8.04日 | 検出下限以下 | 0.40 |
| 放射性セシウム (Cs-134) | 604.66 | 2.06年 | 検出下限以下 | 0.25 |
| 放射性セシウム (Cs-137) | 661.64 | 30.2年 | 検出下限以下 | 0.30 |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検出下限値はcooperの方法により算出した。
試験の結果は上記測定品目のみに関するものである。
弊社の書面による承認がない限り、試験成績書の一部だけを複製してはならない。

備考

放射能測定結果報告書

株式会社ナック クリクラ事業本部 殿
埼玉県本庄市児玉町児玉2256



株式会社ナック 研
本社・水戸研究所 技術部試験分析課
〒310-0903茨城県水戸市堀町1044番地
技術管理者 田仲 睦



令和2年10月6日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

| | |
|------|----------------------|
| 試料名 | (株)プロムナード クリクラ千葉 製品水 |
| 採取場所 | — |
| 採取日時 | 令和2年10月5日 8時42分 |
| 採取者 | — |

| | |
|------|------------------|
| 測定日時 | 令和2年10月6日 13時39分 |
|------|------------------|

| 測定項目 | 測定結果 | 検出下限値 | 基準値 | 単位 |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 放射性ヨウ素 | I-131 | 検出されず | <0.6 | Bq/kg |
| 放射性セシウム | Cs-134 | 検出されず | 10 | Bq/kg |
| | Cs-137 | 検出されず | | Bq/kg |

減衰補正基準日時:減衰補正無し

測定条件

- ・測定機器: ゲルマニウム半導体検出器(ORTEC GEM-30) Ge-C
- ・測定者: 鈴木 潤
- ・試料容器: 2 Lマリネリ容器
- ・試料質量: 2000 g
- ・測定時間: 1200秒
- ・測定方法からの逸脱:無し

基準値(Cs-134、Cs-137):「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」
(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315第1号)

試験方法 (I-131):緊急時における食品の放射能測定マニュアル
(平成14年3月 厚生労働省)
第2章 食品中の放射能の各種分析法
2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
(Cs-134、Cs-137):食品中の放射性セシウム検査法
(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315 第4号 別添)

備考

測定結果は依頼主より受取った試験品目に限定したものです。

様式5-10 2016.8.17

試験所による承認がない限り、この放射能測定結果報告書の一部を複製して用いることは、禁止されています。

この放射能測定結果報告書は、ISO/IEC17025に基づき、日本適合性認定協会(JAB)に認定された試験所が発行したものです。